

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
МОДЕЛЬ: _____	МОДЕЛЬ: _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): _____	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): _____
ДАТА ПРОДАЖИ: _____	ДАТА ПРОДАЖИ: _____
ПОКУПАТЕЛЬ: _____	ПОКУПАТЕЛЬ: _____
Адрес покупателя и его телефон: _____	Адрес покупателя и его телефон: _____
Название и адрес торгующей организации ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14	Название и адрес торгующей организации ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Юж- ная, д.27, тел. (495)554-95-14
ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ:  да      нет	ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ:  да      нет
м. п. торгующей организации	м. п. торгующей организации
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14	СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Юж- ная, д.27, тел. (495)554-95-14
<b>ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ</b>	<b>ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ</b>
Первый ремонт    Второй ремонт    Третий ремонт	Первый ремонт    Второй ремонт    Третий ремонт
_____	_____
_____	_____

ПОКУПАТЕЛЬ: С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектации изделия не имею  
Ф.И.О. должность покупателя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_                      Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**ООО «Геркулес»**  
**ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ**  
**ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  
[www.royal-sport.ru](http://www.royal-sport.ru)                      e-mail: [yberg@yandex.ru](mailto:yberg@yandex.ru)

## ПАСПОРТ

### А-134i Реабилитационный тренажер для мышц пресса и спины



## Уважаемые потребители!

Благодарим Вас за приобретения тренажеров торговой марки **Геркулес**. Тренажер предназначен для силовой, общефизической и специальной подготовки как спортсменов, так и различных половозрастных групп населения.


### 1. Технические данные и непосредственное предназначение тренажера

Тренажер изготавливается из профиля прямоугольного сечения - сталь 50x50, 60x40, 80x40 мм. Толщина стенки профиля – 2,5мм. Мягкие элементы – обшивка из импортного кож. заменителя, стандартный цвет оранжевый, возможно изготовление любого цвета под заказ. Наполнитель мягких элементов – ПВВ 30 мм, основание сидений – влагостойкая фанера толщиной не менее 15 мм. Окраска рам – порошковая эмаль, стандартный цвет – черный, возможно окраска в любой цвет по желанию заказчика.

Тренажер успешно используется в реабилитационных целях, широко применяется в спортивной медицине для профилактики заболеваний позвоночника, и очень эффективен для сжигания жировой прослойки в области брюшной полости. Тренажер оборудован местом под кресло-коляску. Так в комплект тренажера входит съемное сидение для занятий людей без поражения опорно-двигательного аппарата.

Габариты: ДхШхВ 1300x1100x1560мм.

Вес стека 90 кг.



### 2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

**Внимание!** Перед каждым занятием проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений и устойчивости тренажера. При наличии недостатков эксплуатация изделий должна быть прекращена и приняты меры по их устранению или изъятию изделий из эксплуатации. Эксплуатировать и хранить изделия следует при положительных температурах и нормальной влажности воздуха вдали от отопительных приборов.

### 3. Сведения о сертификации

Указанный тренажер в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не включен и обязательной сертификации не подлежат.

### 4. Правила транспортировки, хранения и утилизации

При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажёр должен быть зафиксирован в транспортном средстве, исключая смещение в процессе перевозки. При хранении спортивный комплекс должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сырья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-

2001, а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно приняв меры по обеспечению безопасности.

### 5. Гарантийные обязательства изготовителя.

Изготовитель гарантирует надёжную эксплуатацию тренажёрного комплекса при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Фирма производитель ООО «ГЕРКУЛЕС». Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи.

При этом гарантия: на раму тренажера – 36 месяцев; на все комплектующие – 12 месяцев; на расходные материалы - трос, обшивка мягких элементов – 6 месяцев;

Срок службы тренажера 60 месяцев с даты выпуска, но не более 10 в пятой степени циклов нагружения с максимальной нагрузкой.

### 6. Гарантийные обязательства поставщика.

1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.

2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заявления покупателя.

3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование изделия не по назначению.

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.

5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.

6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий

7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.

8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".

9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.

**Внимание!** Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения (модернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя.